


Sternum

Sternum-Fixationsset, Reintitan

6/3

01.501.624 Sternum-Fixationsset, Reintitan



Behälter von 01.501.624

690.691	Graphic Case für Sternum-Fixationsset, Reintitan
305.691	Modul für Sternum-Fixationsset, Reintitan
305.693	Etikettenbogen
690.692	Instrumententräger für Schraubenzieher und Repositionszangen
690.699	Instrumententräger für Shortcut™ und Biegezangen


Inhalt von 01.501.624

		Stück
03.501.008	Spiralbohrer Ø 1.5 mm mit Anschlag, Länge 82/8 mm, 2-lippig, für J-Latch-Kupplung	2
03.501.010	Spiralbohrer Ø 1.5 mm mit Anschlag, Länge 82/10 mm, 2-lippig, für J-Latch-Kupplung	2
03.501.012	Spiralbohrer Ø 1.5 mm mit Anschlag, Länge 82/12 mm, 2-lippig, für J-Latch-Kupplung	2
03.501.014	Spiralbohrer Ø 1.5 mm mit Anschlag, Länge 82/14 mm, 2-lippig, für J-Latch-Kupplung	2
03.501.016	Spiralbohrer Ø 1.5 mm mit Anschlag, Länge 82/16 mm, 2-lippig, für J-Latch-Kupplung	2
03.501.018	Spiralbohrer Ø 1.5 mm mit Anschlag, Länge 82/18 mm, 2-lippig, für J-Latch-Kupplung	2
03.501.000	Bohrbüchse 1.5, mit Gewinde, für Sternum-Verriegelungsplatten	2
319.110	Tiefenmessgerät für Schrauben Ø 1.5 und 2.0 mm, Messbereich bis 26 mm	1
313.940	Kreuzschlitzschraubenzieher mit Haltehülse, für Kortikalisschrauben Ø 2.4 mm	2
398.985	Repositionszange mit Spitzen, Zahnsperre, Länge 180 mm	1
399.980	Repositionszange, gross, mit Spitzen, Zahnsperre, Länge 200 mm	1
329.142	Biegezange mit Schnabel, für Reintitanplatten 2.4 und 2.7	1
329.400	Biegeschablone für Rekonstruktionsplatten 2.4 bis 4.0, Länge 295 mm	2
391.967	Shortcut™ 2.4/THORP, ohne Feile, paarweise benötigt	2

Inhalt von 01.501.624		Stück
460.027	Sternum-Verriegelungs-H-Platte 2.4, klein, 4+4 Löcher, Reintitan	1
460.028	Sternum-Verriegelungs-H-Platte 2.4, gross, 4+4 Löcher, Reintitan	1
460.035	Sternum-Verriegelungsplatte 2.4, sternförmig, 3+3 Löcher, Reintitan	1
460.036	Sternum-Verriegelungsplatte 2.4, sternförmig, 6+6 Löcher, Reintitan	1
460.019	Sternum-Verriegelungsplatte 2.4, gerade, 12 Löcher, Reintitan	4
460.023	Sternum-Verriegelungsplatte 2.4, gerade, 20 Löcher, Reintitan	4
460.022	Emergency-Öffnungsstift	6
413.578.05	Sternum-UniLOCK-Schraube Ø 3.0 mm, selbstschneidend, Länge 8 mm, Packung zu 5 Stück	2
413.580.05	Sternum-UniLOCK-Schraube Ø 3.0 mm, selbstschneidend, Länge 10 mm, Packung zu 5 Stück	5
413.582.05	Sternum-UniLOCK-Schraube Ø 3.0 mm, selbstschneidend, Länge 12 mm, Packung zu 5 Stück	5
413.584.05	Sternum-UniLOCK-Schraube Ø 3.0 mm, selbstschneidend, Länge 14 mm, Packung zu 5 Stück	5
413.586.05	Sternum-UniLOCK-Schraube Ø 3.0 mm, selbstschneidend, Länge 16 mm, Packung zu 5 Stück	2
413.588.05	Sternum-UniLOCK-Schraube Ø 3.0 mm, selbstschneidend, Länge 18 mm, Packung zu 5 Stück	2
304.108	Längenmarkierer, schwarz, Typ 8	2
304.110	Längenmarkierer, schwarz, Typ 10	5
304.112	Längenmarkierer, schwarz, Typ 12	5
304.114	Längenmarkierer, schwarz, Typ 14	5
304.116	Längenmarkierer, schwarz, Typ 16	2
304.118	Längenmarkierer, schwarz, Typ 18	2
Optional zu 01.501.624		
690.693	Instrumententräger für Biege-/Schneidezangen	
313.928	Kreuzschlitzschraubenzieher-Einsatz 2.0/2.4 selbsthaltend, mit Sechskantkupplung	
313.939	Kreuzschlitzschraubenzieher-Einsatz 2.4/3.0, selbsthaltend, mit Sechskantkupplung	
313.960	Kreuzschlitzschraubenzieher, nicht selbsthaltend, für Kortikalisschrauben Ø 2.4 mm	
313.970	Haltehülse, zu Nrn. 313.960 und 314.448	
391.990	Schneidezange für Platten und Stäbe	
460.024S	Sternum-Verriegelungsplatte 2.4, gerade, 30 Löcher, Reintitan, steril	

Instrumente

690.693 Instrumententräger für Biege-/
Schneidezangen
(ohne Inhalt)



03.501.000 Bohrbüchse 1.5, mit Gewinde, für
Sternum-Verriegelungsplatten



319.110 Tiefenmessgerät für Schrauben
Ø 1.5 und 2.0 mm, Messbereich bis 26 mm



313.960 Kreuzschlitzschraubenzieher, nicht
selbsthaltend, für Kortikalisschrauben
Ø 2.4 mm



313.940 Kreuzschlitzschraubenzieher mit Halte-
hülse, für Kortikalisschrauben Ø 2.4 mm



313.970 Haltehülse, zu Nrn. 313.960 und 314.448



398.985 Repositionszange mit Spitzen, Zahnsperre,
Länge 180 mm



399.980 Repositionszange, gross, mit Spitzen,
Zahnsperre, Länge 200 mm



329.142 Biegezange mit Schnabel, für Reintitan-
platten 2.4 und 2.7



329.400 Biegeschablone für Rekonstruktionsplatten
2.4 bis 4.0, Länge 295 mm



391.990 Schneidezange für Platten und Stäbe



391.967 Shortcut™ 2.4/THORP, ohne Feile,
paarweise benötigt



**Spiralbohrer Ø 1.5 mm mit Anschlag, 2-lippig,
für J-Latch-Kupplung**



	Länge mm
03.501.008	82/8
03.501.010	82/10
03.501.012	82/12

	Länge mm
03.501.014	82/14
03.501.016	82/16
03.501.018	82/18

Längenmarkierer

	Typ
304.108	8
304.110	10
304.112	12



	Typ
304.114	14
304.116	16
304.118	18

Implantate

460.022 Emergency-Öffnungstift
(TAN)



Sternum-Verriegelungsplatte 2.4, gerade, Reintitan



TiCP	Löcher
460.019	12
460.023	20

TiCP	Löcher	
460.0245	30	steril

Sternum-Verriegelungs-H-Platte 2.4, 4 + 4 Löcher, Reintitan



TiCP	Grösse
460.027	klein

TiCP	Grösse
460.028	gross

Sternum-Verriegelungsplatte 2.4, sternförmig, Reintitan



TiCP	Löcher
460.035	3 + 3

TiCP	Löcher
460.036	6 + 6

Sternum-UniLOCK-Schraube Ø 3.0 mm,
selbstschneidend, Reintitan
Packung zu 5 Stück



TiCP	Länge mm
413.578.05	8
413.580.05	10
413.582.05	12

TiCP	Länge mm
413.584.05	14
413.586.05	16
413.588.05	18

